



schülke -†

Līdzeklis zobārstniecības sistēmu iekārtu un amalgamas separatoru ikdienas tīrīšanai, dezinfekcijai un aromatizēšanai.

aspirmatic®

Mūsu priekšrocības

- piemērots visiem amalgamas separatoriem (piem., Dúrr, Metasys)
- var izmantot visās ārstniecības iekārtās (piem., Sirona, KaVo, Castellini, u.c.)
- neputojas
- sveigs aromāts
- testējis un apstiprinājis uzņēmums Sirona
- ekonomiska izmantošana

Pielietojums

Visu zobārstniecības sistēmas iekārtu un amalgamas separatoru ikdienas tīrīšanai, dezinfekcijai un aromatizēšanai.

Produkta informācija

Koordinētie produkti aspirmatic® (tīrīšana un dezinfekcija) un aspirmatic® cleaner (īpašs tīrīšanas līdzeklis) nodrošina ekstensīvu tīrīšanu un nepieciešamo higiēnisko drošību prakses darba laikā. Ņemot vērā aspirmatic® sistēmas (dozēšanas tvertne) vienkāršo izmantošanu, šo produktu pielietošana kļūst par ērtu ikdienas ieradumu.

Lietošanas instrukcija

Izmantojiet vienu vai divas reizes dienā. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet aspirmatic® dozēšanas sistēmu divas reizes dienā katras klīniskās sesijas beigās. Lai pagatavotu lietošanai gatavu šķīdumu, izmantojiet 40 ml aspirmatic® un sajauciet ar 1960 ml auksta ūdens. Lai nodrošinātu, ka atšķaidīšanas laikā šķīdums neveido putas, vienmēr vispirms izmēriet pareizu remdena ūdens daudzumu, tad ielejiet ūdenī atbilstošu aspirmatic® daudzumu.

Pat vēl vienkāršāk: Aprēķiniet atbilstošu šķīduma koncentrāciju,

izmantojot mūsu piedāvāto DosageCal. Tas vienmēr ir pieejams tiešsaistē, kā arī bezsaistē, vietnē www.dosage-calculator-schuelke.com.

Uzsūciet aptuveni 1,5 litrus lietošanai gatavā šķīduma caur uzsūkšanas cauruli un pārējās 0.5 litrus ielejiet mutes skalošanas traukā.

Atstājiet to mērcēties vismaz 30 minūtes vai uz nakti. Pēc mērcēšanas un pirms uzsūkšanas sistēmas izmantošanas vienmēr kārtīgi izskalojiet ar vismaz 1 litru tīra ūdens. Lai iegūtu pielietojumam nepieciešamo koncentrāciju, atšķaidiet produktu ar aukstu ūdeni.

Mikrobioloģiskā iedarbība

Iedarbība	Koncentrācija	Kontakta laiks
Bakteriциду <i>Saskaņā ar VAH</i>	2 % (20 ml/l)	30 min.
Raugu iznīcinošs <i>Saskaņā ar VAH</i>	2 % (20 ml/l)	30 min.
Virucidāls pret apvalkotajiem vīrusiem <i>Saskaņā ar DVV</i> <i>(Vācijas reģistrētā asociācija vīrusa saslimšanu apkarošanai)//RKI vadlīnijas</i>	2 % (20 ml/l)	30 min.

Sertifikāti

VAH sertifikāts



